


Nové koronavirové (SARS-CoV-2) zařízení pro rychlý test antigenu (sliny)

REALy

CE

Nové koronavirové (SARS-Cov-2) antigenní rychlé testovací zařízení (sliny) je diagnostický in vitro test na kvalitativní detekci nových koronavirových antigenů v lidských slinách, pomocí rychlé imunochromatografické metody. Identifikace je založena na monoklonálních protilávkách, které jsou specifické pro nový koronavirový antigen. Poskytne informace klinickým lékařům pro předepsání správných léků.

NÁVOD K POUŽITÍ:



Ze slin odebraných do kelímku

nebo



ze sběrače slin

20 testů / balení

VLASTNOSTI:

- Typ vzorku: sliny
- Doba testování: 10 minut
- Citlivost: 93,94%
- Účinek: >99%

Název produktu	Čj.	Velikost	Teplota skladování
Nové koronavirové (SARS-CoV-2) zařízení pro rychlý test antigenu (sliny)	K590516D	20 testů / balení	2 – 30 °C
Nové koronavirové (SARS-CoV-2) zařízení pro rychlý test antigenu (sliny)	K590516D	5 testů / balení	2 – 30 °C
Nové koronavirové (SARS-CoV-2) zařízení pro rychlý test antigenu (sliny)	K590516D	1 test / balení	2 – 30 °C

REALy 睿丽科技

AL-PROFIL S.R.O.
254 01 Jílové u Prahy
IČ/DIČ/EORI: 01881485
e-mail: info@al-pro.cz
www.al-pro.cz