

# Nové zařízení pro rychlé testování neutralizujících protilátek proti koronavirům


REALy

CE

Nové rychlé testovací zařízení pro neutralizaci koronavirových protilátek je rychlá chromatografická imunoanalýza pro kvalitativní detekci neutralizujících protilátek proti koronavirovým chorobám 2019 v plné lidské krvi, séru nebo plazmě, jako pomůcka v hodnotících úrovních neutralizace humánních anti-nových koronavirů.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

## NÁVOD K POUŽITÍ:



## VLASTNOSTI:

- Typy vzorků: plná krev, plazma, sérum
- Doba testování: 10 minut
- Citlivost: 94,73%
- Účinek: 99,9%

Název produktu	Čj.	Velikost	Teplota skladování
Nové zařízení pro rychlé testování neutralizujících protilátek proti koronavirům	K580216D	20 testů / balení	2 – 30 °C
Nové zařízení pro rychlé testování neutralizujících protilátek proti koronavirům	K580216D	5 testů / balení	2 – 30 °C
Nové zařízení pro rychlé testování neutralizujících protilátek proti koronavirům	K580216D	1 test / balení	2 – 30 °C

REALy 睿丽科技

AL-PROFIL S.R.O.  
254 01 Jílové u Prahy  
IČ/DIČ/EORI: 01881485  
e-mail: [info@al-pro.cz](mailto:info@al-pro.cz)  
[www.al-pro.cz](http://www.al-pro.cz)